

MICRO-TOUCH®

Untersuchungshandschuhe

TECHNISCHES DATENBLATT

MICRO-TOUCH® Nitra-Tex®

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

Ausgabedatum 13-08-2014

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Nitril
Farbe	Hellblau
Form	Beidhändig
Manschette	Rollrand
Oberfläche	Texturiert
Innenfläche	Chloriert

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wandstärke (Nur zum Einmalgebrauch)	Finger	0,155
	Handfläche	0,120
Typische Durchschnittswerte (mm)	Manschette	0,100
Mindestlänge (mm)	250	
Wandstärke (Durchschnittswerte)	Vor Alterung	Nach Alterung
Dehnbarkeit (%)	595	595
Reißkraft (N)	11,8	11,4

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	10 x 100 Stück / 1000 Stück pro Karton
Mindesthaltbarkeit	3 Jahre
Lagerung	Vor direktem Sonnenlicht schützen. Kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

BESTELNUMMERN

Größe / Bestellnummer	XS 700111	S 700112
	M 700113	L 700114
	XL 700115	

EIGENSCHAFTEN UND VORZÜGE

- Allergieprävention
- Tragekomfort, anwendungsfreundlich
- MICRO-TOUCH® NITRA-TEX® EP, Ausführung in Überlänge für zusätzlichen Schutz
- Hohe Schutzleistung und Chemikalienfestigkeit

HERSTELLUNG UND SICHERHEITSSTANDARDS

AQL (Mikrolöcher)	<ul style="list-style-type: none">• Wasserhaltetest• Gemäß EN 455-1: Inspektionsebene I AQL 1,5
Proteingehalt	Nicht anwendbar: frei von Naturkautschuklatex
Pyrogene	Frei von Pyrogenen gemäß ISO 10993-11
Primäre Hautreizungen	Unbedeutender Reizmittelgehalt gemäß ISO 10993-10
Hautsensibilisierung	Kein Nachweis einer verzögerten Sensibilisierung bei Hautkontakt gemäß ISO 10993-10
Virenpenetration	<ul style="list-style-type: none">• Besteht den dynamischen AVPP-Test von Ansell• Besteht ASTM-F-1671 mit dem Bakteriophagen PhiX174
Permeation von Zytostatika	<ul style="list-style-type: none">• AVPP-Test unter dynamischen Bedingungen• Durchbruchzeiten gemäß EN374-3 auf Anfrage erhältlich
Sterilisation	Nicht zutreffend
CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt: Klasse I Persönliche Schutzausrüstung: Kategorie III
Konformität des Produkts	EN 455 Teile 1, 2, 3, 4 EN 374 Teile 1, 2, 3 EN 420
Herstellungsstandards	ISO 13485 ISO 9001
Lebensmittelkontakt	EG-Verordnung 1935/2004 Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Registrierungsbehörde	Centexbel (0493): Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PIKTOGRAMME



EN374 EN374

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.



Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell