



## MICRO-TOUCH® COATED

### EINFACHES AN-/AUSZIEHEN UND MAXIMALER TRAGEKOMFORT

Durch ihre Innenbeschichtung aus Polyacrylat, die ein einfaches und schnelles An- und Ausziehen unterstützt, ist der Handschuh MICRO-TOUCH® Coated von Ansell die ideale Wahl für Mitarbeiter, die Handschuhe häufig und schnell wechseln müssen.

Die Handschuhe tragen sich sind komfortabel; die Auswahl in fünf Größen gewährleistet immer einen perfekten Sitz.

Dieser als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestufte und mit einer CE-Kennzeichnung versehene Untersuchungshandschuh ist zusätzlich als ein PSA-Produkt der Kategorie III mit CE-Kennzeichnung zertifiziert. Damit gewährleistet er eine einheitliche Qualität und einen wirksamen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Seine Latexformulierung und optimierte Wandstärke bieten eine hohe Flexibilität, Elastizität und Tastsensibilität.

Gründliche Bleichungsverfahren sowie Waschzyklen in der Nachproduktion stellen sicher, dass der Handschuh nur geringe Proteinrückstände aufweist. Diese Eigenschaft reduziert in Kombination mit der Puderfreiheit des Handschuhs erheblich das Risiko einer Typ-I-Allergie. Der niedrige Gehalt an Rückständen von Prozesschemikalien sowie die Freiheit von Thiuramen reduzieren auch das Risiko einer Typ-IV-Allergie auf ein Minimum.

Durch seine geringe Allergenität ist der MICRO-TOUCH® Coated die praktische Wahl für medizinische Mitarbeiter, die ein puderfreies Handschuhumfeld schaffen oder bewahren wollen.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Naturkautschuklatex
Farbe	Beige
Form	Beidhändig
Manschette	Rollrand
Oberfläche	Texturierte finger, polyacrylatbeschichtung
Innenfläche	Leicht chloriert, polyacrylatbeschichtung

### GRÖÖE / BESTELLNUMMER

<b>XS</b>	553301	<b>S</b>	553302
<b>M</b>	553303	<b>L</b>	553304
<b>XL</b>	553305		

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH®-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert und entwickelt, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH®-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgenfreiheit verrichten zu können.

### Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Naturkautschuklatex

MP-Klasse I und PSA-Kat. III  
 Registrierungs-behörde: Centexbel (0493): Persönliche Schutzausrüstung (PSA)  
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Dieses Produkt enthält Naturgummilatem, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

Ref-00390-20140813

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J  
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

