



MICRO-TOUCH® NITRILE ACCELERATOR-FREE

EINE EINZIGARTIGE KOMBINATION VON BARRIERESCHUTZ, ALLERGIEPRÄVENTION UND TRAGEKOMFORT

Im Gesundheitswesen tätige Menschen sind sich heute eindeutig der Tatsache bewusst, dass sie aufgrund einer Belastung mit Latex einem hohen Allergierisiko des Typs I ausgesetzt sind.

Der aus reinem Nitril hergestellte Handschuh MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free von Ansell ist latex- und puderfrei. Außerdem reduziert seine absolute Freiheit von Beschleunigerchemikalien und Thiuramen erheblich das Risiko einer Typ-IV-Allergie.

Der MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free bietet einen wirksamen Barrierschutz gegen Durchstiche und ein breites Spektrum von Chemikalien.

Der dünne MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free zeichnet sich durch einen mit Latex vergleichbaren Tragekomfort aus. Sein „thermoelastisches“ Material, das sich der Form der Hand anpasst, erhöht noch den Tragekomfort.

Die Chlorung der Innenseite des Handschuhs vereinfacht das An- und Ausziehen und seine Puderfreiheit reduziert erheblich das Risiko von Hautabschürfungen. Die mikrotexturierten Finger gewährleisten einen guten Instrumentengriff. Durch seine indigo-blaue Farbe ist eine einfache Produktidentifizierung möglich.

Die Kombination eines einfachen An- und Ausziehverhaltens, eines überragenden Tragekomforts und einer hohen Griffsicherheit macht den MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free für viele medizinische Mitarbeiter zur optimalen Wahl.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Nitril
Farbe	Indigo
Form	Beidhändig
Manschette	Rollrand
Oberfläche	Texturiert
Innenfläche	Chloriert

GRÖÖZE / BESTELLNUMMER

XS	700101	S	700102
M	700103	L	700104
XL	700105		

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH®-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert und entwickelt, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH®-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgenfreiheit verrichten zu können.

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

MP-Klasse I und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: Centexbel (0493); Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch.

Ref-08656-20160701

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu