



GAMMEX® LATEX

MODERNER PUDERFREIER LATEXHANDSCHUH FÜR DIE ALLGEMEINE CHIRURGIE

Der Handschuh GAMMEX® Latex von Ansell setzt durch ihre Konstruktion und Latexformulierung die höchsten Standards in der Chirurgie. Mit seiner optimalen Kombination von Schutzleistung und Tragekomfort auf der Basis einer von Ansell entwickelten Technologie sowie außergewöhnlichen Anwenderfreundlichkeit bietet dieser Handschuh einen wirkungsvollen Barrierschutz ohne Beeinträchtigung der Tastsensibilität.

Das An- und Ausziehen selbst mit feuchten Händen ist dank der Innenbeschichtung aus wasserbasiertem Synthetikmaterial denkbar einfach. Das Haftband am oberen Rand der geraden Stulpe gewährleistet einen sicheren Sitz am OP-Kittel: Diese effiziente Konstruktion mindert während des Eingriffs den Druck auf den Unterarm.

Der GAMMEX® Latex gewährleistet unter feuchten wie trockenen Bedingungen einen guten Instrumentengriff. Diese Griffsicherheit wird unterstützt von der mikrotexturierten Außenfläche, die mit den von Ansell entwickelten strukturierten Handschuhformen und einer kontrollierten Dosierung der Chlorung in der Endfertigungsphase hergestellt wird.

Die äußerst geringen Rückstände von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien des Handschuhs werden durch ein gründliches Bleichungsverfahren sowie Waschzyklen in der Nachproduktion erzielt. Die Hautverträglichkeit basiert außerdem auf die Freiheit der Materialformulierung von Thiuramen und MBT (Mercaptobenzothiazol).

Zusammenfassend gesagt ist der Handschuh GAMMEX® Latex, wie sein Erfolg in den OP-Sälen im gesamten Europa zeigt, die ideale Lösung für anspruchvollste chirurgische Anforderungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Naturkautschuklatex
Farbe	Weiß
Form	Anatomisch
Manschette	Gerade Stulpe mit Hafrand
Oberfläche	Mikrotexturiert, chloriert und silikon-spray
Innenfläche	Polyurethanbeschichtung und silikon-spray

GRÖÖE / BESTELLNUMMER

5.5	330048055	6	330048060
6.5	330048065	7	330048070
7.5	330048075	8	330048080
8.5	330048085	9	330048090
9.5	330048095		

GAMMEX®, die innovativste und technologisch fortschrittlichste Reihe von Operationshandschuhen auf dem Markt, bietet Chirurgen, OP-Personal, chirurgisch-technischen Assistenten und Patienten den aktiven Schutz und die höchste Leistungsfähigkeit, die diese benötigen. Durch ihre umfangreiche Auswahl an Optionen zeichnet sich die GAMMEX®-Reihe, ungeachtet des chirurgischen Umfelds, durch die höchste individuelle Schutzebene gegen externe Aggressionen, allergische Hautreaktionen sowie bakterielle und virale Kontaminationen aus.

Puderfreier steriler Operationshandschuh aus Naturkautschuklatex

MP-Klasse IIa und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: British Standards Institution (0086): Medizinprodukt (MP), British Standards Institution (0086): PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Steril bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung. Dieses Produkt enthält Naturgummilatax, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

Ref-21756-20180430

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu