



## GAMMEX® LATEX MOISTURIZING

### DER OPERATIONSHANDSCHUH MIT INTEGRIERTER HYDRIERUNGSFUNKTION

Der OP-Handschuh GAMMEX® Latex Moisturizing, das erste Modell dieser Reihe, dessen Innenseite mit der neuen HydraSoft®-Technologie behandelt wurde, rehydriert beim Tragen Ihre Haut.

Die bahnbrechende neue Hydrasoft®-Technologie von Ansell speichert Feuchtigkeit und gibt sie an die Haut wieder ab. Dadurch bleibt die Haut gut hydriert und geschmeidig, so dass sie ihre natürliche Barrierefunktion erfüllen kann. Hydrasoft® ist gut verträglich für sensible Haut und schützt diese wirksam vor Austrocknung und Rissen. Das An- und Ausziehen der Handschuhe ist selbst mit feuchten Händen schnell und einfach.

Der in der Anwendung weiche und komfortable GAMMEX® Latex Moisturizing hat eine mikrotexturierte Außenfläche für einen sicheren Instrumentengriff unter feuchten wie trockenen Bedingungen. Das Material des Handschuhs besitzt eine sehr hohe Elastizität und Flexibilität und gewährleistet eine Tastsensibilität, mit der sich die erforderliche Druckausübung angemessen beurteilen lässt.

Die äußerst geringen Rückstände von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien des Handschuhs werden durch ein gründliches Bleichungsverfahren sowie Waschzyklen in der Nachproduktion erzielt. Die Hautverträglichkeit basiert außerdem auf die Freiheit der Materialformulierung von Thiuramen und MBT (Mercaptobenzothiazol).

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

|             |  |
|-------------|--|
| Material    | Naturkautschuklatex  |
| Farbe       | Weiß   |
| Form        | Anatomisch   |
| Manschette  | Gerade Stulpe mit Hafrand  |
| Oberfläche  | Mikrotexturiert, chloriert und silikon-spray                     |
| Innenfläche | Polyurethanbeschichtung und Moisturizer: HydraSoft®-Beschichtung |

#### GRÖÖE / BESTELLNUMMER

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| <b>5.5</b> | 330049055 | <b>6</b> | 330049060 |
| <b>6.5</b> | 330049065 | <b>7</b> | 330049070 |
| <b>7.5</b> | 330049075 | <b>8</b> | 330049080 |
| <b>8.5</b> | 330049085 | <b>9</b> | 330049090 |

GAMMEX®, die innovativste und technologisch fortschrittlichste Reihe von Operationshandschuhen auf dem Markt, bietet Chirurgen, OP-Personal, chirurgisch-technischen Assistenten und Patienten den aktiven Schutz und die höchste Leistungsfähigkeit, die diese benötigen. Durch ihre umfangreiche Auswahl an Optionen zeichnet sich die GAMMEX®-Reihe, ungeachtet des chirurgischen Umfelds, durch die höchste individuelle Schutzebene gegen externe Aggressionen, allergische Hautreaktionen sowie bakterielle und virale Kontaminationen aus.

#### Puderfreier steriler Operationshandschuh aus Naturkautschuklatex

MP-Klasse IIa und PSA-Kat. III  
 Registrierungs-behörde: British Standards Institution (0086): Medizinprodukt (MP), British Standards Institution (0086): PPE  
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Steril bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

Ref-21826-20150714

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)