



ENCORE® LATEX MICRO®

ERHÖHTE FINGERBEWEGLICHKEIT UND RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE FÜR SENSIBLE CHIRURGISCHE EINGRIFFE

Das Handschuhmodell ENCORE® Latex Micro® wurde als Reaktion auf die steigende Nachfrage für bestmögliche taktile Eigenschaften entwickelt. Da dieser Handschuh aufgrund seiner Wandstärke (20 % dünner als OP-Standardhandschuhe*) eine hohe Tastsensibilität ermöglicht, eignet er sich ideal für sensible chirurgische Eingriffe.

Der ENCORE® Latex Micro® ist die ideale Wahl für sensible Eingriffe in der Augen-, Mikro- und Kardiothoraxchirurgie. Seine Mikro-Wandstärke ermöglicht eine komfortable doppelte Behandschuhung, und seine braune Farbe reduziert die Lichreflexe von OP-Lampen.

Dieser Handschuh, mit integrierter SureFit™-Technologie von Ansell, die ein Abrollen der Stulpe verhindert, sowie einer ungewöhnlich niedrigen Wandstärke bietet medizinischem Personal einen herausragenden Barrierschutz.

Ein Schutzhandschuh, der die perfekte Ebene von Tastsensibilität bietet, ist mit einer gegen Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis resistente Polyurethan-Innenbeschichtung versehen, die eine weitere Schutzbarriere zwischen Latex und Haut bildet.

Darüber hinaus zeichnet sich das Handschuhmodell ENCORE® Latex Micro® durch einen sehr niedrigen Proteingehalt (30 µg/g oder weniger an wasserextrahierbarem Protein) aus. Seine spezifische Latexmischung, für die eine geringere Menge an Beschleunigerchemikalien verwendet wird, minimiert das Risiko von Hautreizungen.

*ENCORE® Latex Textured®

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Naturkautschuklatex
Farbe	Braun
Form	Anatomisch
Manschette	SureFit™ technology: Rollrand mit Hafrand
Oberfläche	Glatt, chloriert und silikon-spray
Innenfläche	Polyurethanbeschichtung und silikon-spray

GRÖÖZE / BESTELLNUMMER

5.5	330104055	6	330104060
6.5	330104065	7	330104070
7.5	330104075	8	330104080
8.5	330104085	9	330104090

Die Handschuhe der ENCORE®-Reihe wurden für Chirurgen, OP-Pflegekräfte und chirurgisch-technische Assistenten konzipiert und entwickelt, die bei Operationen von einem Handschuh eine hohe Ebene an natürlicher Passform, Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort erwarten. ENCORE®-Handschuhe bieten die Art von Schutz, die während eines Eingriffs das Vertrauen des Trägers stärkt und einen optimalen Tragekomfort bietet.

Puderfreier steriler Operationshandschuh aus Naturkautschuklatex

MP-Klasse IIa
 Registrierungs-behörde: British Standards Institution (0086); Medizinprodukt (MP), British Standards Institution (0086); PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigelegte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Steril bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung. Dieses Produkt enthält Naturgummilatax, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

Ref-26856-20180515

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu