



Alcohol Pads B. Braun | Technisches Datenblatt

Alkoholtupfer zur Hautreinigung – Isopropylalkohol 70 % (unsteril)

Alcohol Pads B. Braun		
REF	9160612	
Tupfergröße	gefaltet 32.5 mm x 30 mm	
	entfaltet 65 mm x 30 mm	
Inhaltsstoffe (INCI name)	Isopropylalkohol, Wasser	
Zusammensetzung / Angaben zu den Bestand- teilen	Lösung von Isopropanol	2-Propanol (Ph.Eur.) 70 % (Volumenprozent)
		gereinigtes Wasser (USP) 30 % (Volumenprozent)
	Jeder Tupfer ist getränkt mit 0.66 g ± 0.1 g (≅ 0.75 ml ± 0.1 ml) einer wässrigen Lösung aus Isopropanol (70 vol. %) dies entspricht 0.42 g (≅ 0.53 ml) Isopropanol	
Tupfermaterial	Cellulose Fasern	20 ± 2 (Massenanteil)
	Polypropylene	80 ± 2 (Massenanteil)
	keine chemischen Bindemittel	
Logistik	Verpackung	einzel in Folie verpackt, luftdicht Schachtel mit 100 Stück
	Haltbarkeit	4 Jahre
Sterilisation	unsteril	
Angewandte Richtlinien	Richtlinie EC 1223/2009 für kosmetische Produkte	
	ISO 22716:2007 Kosmetische Leitlinie zur guten Herstellungspraxis (GMP)	
	Ratsrichtlinie EC Nr. 1907/2006 (SDB)	
	ISO 9001	
Produktklassifizierung	Kosmetikprodukt	
Abkürzungen	INCI – Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe Ph.Eur – Europäisches Arzneibuch USP – Arzneibuch der Vereinigten Staaten GMP – good manufacturing practices SDB – Sicherheitsdatenblatt (www.bbraun.com)	