



GAMMEX® NON-LATEX PI MICRO

ÜBERRAGENDE SCHUTZLEISTUNG FÜR JEDE HAND

Ansell hat das Ziel, im gesamten perioperativen Bereich ein Anbieter von innovativen Schutzprodukten für Patienten und medizinisches Personal zu sein, die vor, während und nach chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden.

Aufgrund der großen Auswirkungen von Latex- und Chemikalienallergien richten wir unseren Fokus auf die Entwicklung von innovativen Produkten, die neue latexfreie Materialien und Technologien integrieren und sich aufgrund ihrer natürlichen Passform durch einen Tragekomfort auszeichnen.

Die Produktlinie GAMMEX® Non-Latex bietet Patienten und medizinischem Personal die größte Auswahl an latexfreien Handschuhen und somit einen zeitgemäßen Schutz vor allergischen Reaktionen in Verbindung mit Chemikalien.

Der GAMMEX® Non-Latex PI Micro ist eine DPG-freie Option aus Polyisopren für medizinisches Personal, das an einer Latex- und Chemikalienallergie leidet.

Ein dünnerer latex- und DPG-freier Handschuh für präzise Eingriffe in der opthalmischen, plastischen, neurologischen, kardiovaskulären und rekonstruktiven Chirurgie.

Seine weiße Farbe macht ihn, in Kombination mit dem grünen GAMMEX® Non-Latex PI Underglove, zur idealen latexfreien Lösung für eine doppelte Behandschuhung.

PRODUKTDESCHEIBUNG

Material	Synthetisches Polyisopren
Farbe	Weiß
Form	Anatomisch
Manschette	Rollrand mit Hafrand
Oberfläche	Mikrotexturiert, chloriert und silikon-spray
Innenfläche	Polyurethanbeschichtung und silikon-spray

GRÖÖE / BESTELLNUMMER

5.5	340057055	6	340057060
6.5	340057065	7	340057070
7.5	340057075	8	340057080
8.5	340057085	9	340057090

GAMMEX®, die innovativste und technologisch fortschrittlichste Reihe von Operationshandschuhen auf dem Markt, bietet Chirurgen, OP-Personal, chirurgisch-technischen Assistenten und Patienten den aktiven Schutz und die höchste Leistungsfähigkeit, die diese benötigen. Durch ihre umfangreiche Auswahl an Optionen zeichnet sich die GAMMEX®-Reihe, ungeachtet des chirurgischen Umfelds, durch die höchste individuelle Schutzebene gegen externe Aggressionen, allergische Hautreaktionen sowie bakterielle und virale Kontaminationen aus.

Puderfreier steriler Operationshandschuh aus synthetischem Polyisopren

MP-Klasse IIa und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: British Standards Institution (0086): Medizinprodukt (MP), British Standards Institution (0086): PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Steril bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung.

Ref-21786-20180510

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu