

Produktinformationen

Art.-Nr. Lang	07558000
Art.-Nr.	7558
Produktbeschreibung	KIMTECH SCIENCE* Labortücher - 200 Tücher / Weiß
Produktdatenblatt	09.10.2019



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	15 Boxen x 200 Tücher = 3000 Tücher
Verpackungsmaterial	Papier
Außenverpackung	

Piktogramm	Stück	Abmessungen				Gewicht(kg)		
	Box	23.10	x	11.50	x	7.75	Länge x Breite x Höhe(cm)	
	Tuch	20.50	x	20.00			Länge x Breite(cm)	

Produktbeschreibung

Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech™ Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 2-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen und die Wischtücher eignen sich für Laborumgebungen der ISO-Klasse 4 oder höher. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar. Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselfarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt. 15 Kartons mit je 200 Wischtüchern, 2-lagig, weiß (Gesamtanzahl 3.000)

Produktmerkmale

- 15 Kartons mit je 200 weißen, 2-lagigen Wischtüchern = 3000 Tücher.
- Fusselfarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen
- Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten
- für Laborumgebungen der geeigneten Wischtüchern mühelos reinigen
- Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox
- Geeignet für Einsatzbereiche im Gesundheitswesen sowie in der Fertigung, Optik und Elektronik. Chemisch neutral und antistatisch

Produktspezifikationen

Faltung	I	Imprägniert	Nein
EAN (VE)	05027375049941	EAN (Pack)	5033848037360
Primärfaser (%)	100	Bleichmethode	ECF
Technologie	Tissue (LDC)	Farbe	Weiß

Produktdatenblatt KIMTECH SCIENCE* Labortücher - 200 Tücher / Weiß - 7558

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform


Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Zertifizierungen

ISO 14001

ISO 14001 Die Norm definiert die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem und bestätigt die globale Bedeutung für Organisationen, dies in ökologisch nachhaltiger Weise zu betreiben.



ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Nettogewicht (kg)	3.479
Bruttogewicht (kg)	3.83	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	40 x 24 x 35
Verpackungsmaterial Unterverpackung	Cartonboard		

Palettentyp	LxBxH (m)	VE pro Lage	Lagen pro Palette	VE pro Palette
E3	1.20 x 0.80 x 1.90	10	5	50

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Wischtücher vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Wischtüchlösungen übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA sowie Wischtücher müssen immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details	infofax@kcc.com	Internetseiten	www.kcprofessional.de
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	Frankreich		