



MICRO-TOUCH® NITRA-TEX® EP™

ALLERGIEPRÄVENTION, KOMBINIERT MIT HERAUSRAGENDEM BARRIERESCHUTZ UND CHEMIKALIENFESTIGKEIT.

Im Gesundheitswesen tätige Menschen sind sich heute eindeutig der Tatsache bewusst, dass sie aufgrund einer Belastung mit Latex einem hohen Allergierisiko des Typs I ausgesetzt sind.

Der aus reinem Nitril hergestellte Handschuh MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ von Ansell ist latex- und puderfrei. Außerdem reduziert seine absolute Freiheit von Thiuramen und anderen Chemikalien erheblich das Risiko einer Typ-IV-Allergie.

Nitrilhandschuhe sind robuster als Vinyl- und die meisten Latexhandschuhe. Der MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ zeichnet sich durch außergewöhnlich gute physikalische Eigenschaften sowie einen hohen Festigkeit gegen eine große Anzahl von Chemikalienprodukten, einschließlich Zytostatika, aus. Die Chlorung der Innenbeschichtung des Handschuhs vereinfacht das An- und Ausziehen, während seine Puderfreiheit erheblich das Risiko von Hautabschürfungen reduziert. Die mikrotexturierten Finger des Handschuhs, der auch für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, gewährleisten einen guten Instrumentengriff.

Die Kombination eines einfachen An- und Ausziehverhaltens, eines hohen Tragekomforts und einer hohen Griffsicherheit macht die Handschuhmodelle MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® und MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ für viele medizinische Mitarbeiter zur idealen Wahl.

Durch seine Überlänge (300 mm) bietet der MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ einen zusätzlichen Schutz.

Dieser als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestufte und mit einer CE-Kennzeichnung versehene Untersuchungshandschuh ist zusätzlich als ein PSA-Produkt der Kategorie III mit CE-Kennzeichnung zertifiziert. Damit gewährleistet er eine einheitliche Qualität und einen wirksamen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Nitril
Farbe	Hellblau
Form	Beidhändig
Manschette	Rollrand
Oberfläche	Texturiert
Innenfläche	Chloriert

GRÖÖE / BESTELLNUMMER

XS	700121	S	700122
M	700123	L	700124
XL	700125		

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH®-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert und entwickelt, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH®-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgenfreiheit verrichten zu können.

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

MP-Klasse I und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: Centexbel (0493); Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch.

Ref-00394-20140813

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu