

Kundeninformation

Nachfolge Omnifix® Solo 100 ml Wund- und Blasenspritze

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als Alternative zu unserer 3-teiligen Omnifix® Solo 100 ml Wund- und Blasenspritze (Artikelnummer 4614003F) bieten wir Ihnen ab sofort unsere SOL-M™ 100 ml Wund- und Blasenspritze (180100CT) an:



Vertriebseinstellung: Omnifix® Solo	Alternative: Sol-M
Artikelnummer 4614003F	Artikelnummer 180100CT
Mit zentrischem Katheteransatz und Luer-Adapter	Mit zentrischem Katheteransatz und Luer-Adapter
Hochtransparenter Zylinder	Hochtransparenter Zylinder
Blaue wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast	Schwarze wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast
Integrierter Kolbenstopp (1)	Integrierter Kolbenstopp (1)
Spritzenzylinder und -kolben aus Polypropylen	Spritzenzylinder und -kolben aus Polypropylen
Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring	Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
Latex- und PVC-frei	Latex- und PVC-frei

Einzel steril verpackt	Einzel steril verpackt
Karton à 100 Stück	Karton à 60 Stück

Der Stückpreis der Omnifix® Solo und dessen Konditionen bleiben erhalten. Sollten Sie den Alternativartikel 180100CT noch nicht gelistet haben, senden wir Ihnen gerne ein Angebot. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihre zuständige Medizinprodukteberater*in von B. Braun.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße,
B. Braun Austria GmbH



Mag. Birgit Bauer
Marketing Operations



Viktoria Giczi, MA
Produktmanagerin