



MICRO-TOUCH® ULTRA II

ÜBERRAGEND IN BEZUG AUF TRAGEKOMFORT UND SICHERHEIT

Der Handschuh MICRO-TOUCH® Ultra II von Ansell trägt sich fast wie eine zweite Haut und bietet neben einem hohen Tragekomfort auch eine exzellente Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten.

Die Chlorung der Innenseite des MICRO-TOUCH® Ultra II vereinfacht das An- und Ausziehen des Handschuhs; seine glatte Außenfläche ist ideal für eine doppelte Behandschuhung und eine für den Patienten angenehme Behandlung.

Seine Puderfreiheit und sein niedriger Proteingehalt minimieren für den Träger das Risiko einer Latexallergie: gründliche Bleichungsverfahren sowie Waschzyklen in der Nachproduktion stellen sicher, dass der MICRO-TOUCH® Ultra II nur geringe Proteinerückstände aufweist. Diese Eigenschaft reduziert in Kombination mit der Puderfreiheit des Handschuhs erheblich das Risiko einer Typ-I-Allergie. Der niedrige Gehalt an Rückständen von Prozesschemikalien minimiert außerdem das Risiko einer Typ-IV-Allergie.

Als ein Handschuh, der Maßstäbe im puderfreien medizinischen Umfeld setzt, gewährleistet der MICRO-TOUCH® Ultra II einen wirksamen Barrierschutz von hoher Reißfestigkeit. Mit seiner Kombination von Tastsensibilität, einfachem An- und Ausziehverhalten und einer hohen Schutzleistung ist dieser Handschuh die praktische Wahl.

Dieser als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestufte und mit einer CE-Kennzeichnung versehene Untersuchungshandschuh ist zusätzlich als ein PSA-Produkt der Kategorie III mit CE-Kennzeichnung zertifiziert. Damit gewährleistet er eine einheitliche Qualität und einen wirksamen Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Naturkautschuklatex
Farbe	Weiß
Form	Beidhändig
Manschette	Rollrand
Oberfläche	Texturiert, chloriert
Innenfläche	Chloriert

GRÖÖZE / BESTELLNUMMER

XS	553691	S	553692
M	553693	L	553694
XL	553695		

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH®-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert und entwickelt, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH®-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgenfreiheit verrichten zu können.

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Naturkautschuklatex

MP-Klasse I und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: Centexbel (0493); Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Dieses Produkt enthält Naturgummilatem, das allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

Ref-25896-20160621

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu