



MICRO-TOUCH® BLUE NITRILE

KEINE KOMPROMISSE BEI ZUVERLÄSSIGKEIT UND TRAGEKOMFORT

Der Untersuchungshandschuh MICRO-TOUCH® Blue Nitrile bietet aufgrund der besonderen Dehnfähigkeit seines Materials ein Optimum an Tragekomfort und Passform. Durch seine hohe Robustheit und exzellenten Schutzeigenschaften eignet sich dieser Handschuh ideal für fast alle klinischen Einsatzbereiche.

Der MICRO-TOUCH® Blue Nitrile ist ein unsteriler, puderfreier Handschuh aus reinem Nitril. Da dieser Untersuchungshandschuh frei ist von Naturkautschuklatex, besteht kein Risiko einer Typ-I-(Latex)allergie. Nitrilhandschuhe werden für Einsatzbereiche empfohlen, die einen hohen Allgemein- und Chemikalienschutz erfordern. Dieser Handschuh wurde für den Umgang mit den folgenden Zytostatika getestet: Cisplatin, Cyclophosphamid (Cytosan), Dacarbazin (DTIC), Doxorubicin Hydrochloride, Etoposid (Toposar), Fluorouracil, Methotrexat, Mitomycin C, Paclitaxel (Taxol), Vincristinsulfat.

Dieser Nitrilhandschuh vermittelt dem Träger durch ein optimales Tragegefühl und eine einmalige Passform ein Vertrauen in seine Sicherheit. Das Nitrilmaterial des MICRO-TOUCH® Blue Nitrile passt sich durch seine hohe Elastizität und das Materialgedächtnis des Nitrilfilms perfekt den Händen des Anwenders an. Seine texturierten Fingerspitzen ermöglichen einen starken Nass- und Trockengriff und unterstützen eine sichere Handhabung von Materialien und Instrumenten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	Nitril
Farbe	Blau
Form	Beidhändig
Manschette	Rollrand
Oberfläche	Texturierte fingerspitzen
Innenfläche	Chloriert

GRÖÖE / BESTELLNUMMER

XS	313041060	S	313041065
M	313041070	L	313041075
XL	313041080		

MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe werden mit dem Ziel entwickelt, alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen bestmöglich in Ihrer täglichen Arbeit zu schützen. MICRO-TOUCH®-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorglosigkeit verrichten zu können.

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Nitril

MP-Klasse I und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: Centexbel (0493): Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Ref-33311-20180516

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu