



GAMMEX® NON-LATEX

NÄCHSTE HANDSCHUHGENERATION ZUR ALLERGIEPRÄVENTION

Der innovative Operationshandschuh GAMMEX® Non-Latex ist eine der sichersten Lösungen zum individuellen Schutz vor allergischen Reaktionen, die zurzeit im Markt erhältlich ist.

Der GAMMEX® Non-Latex ist für medizinisches Personal und Patienten aufgrund seiner Freiheit von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien der ideale Handschuh zur Prävention von Typ-I- und Risikominimierung für Typ-IV-Allergien. Der zur renommierten GAMMEX®-Handschuhreihe von Ansell gehörige GAMMEX® Non-Latex kombiniert Tragekomfort mit einem exzellenten AQL-Wert für Mikrolöcher, einer hohen Reißfestigkeit, einer hohen Tastsensibilität und einem herausragenden Nass- und Trockengriff.

Durch die Herstellung mit speziellen anatomischen Handschuhformen, wird die Passform für syntetische Handschuhe optimiert. Diese Form reduziert den Druck an hochbelasteten Stellen, wie Daumen und Innenhand. Das Ergebnis ist ein hoher Tragekomfort für den Handschuhträger, der sich insbesondere bei langwierigen chirurgischen Eingriffen positiv auswirkt.

Die mit einem Haftband versehene überlange Stulpe bietet zusätzliche Sicherheit durch eine festeren Sitz am Ärmel und ein Verhindern des Abrollens der Stulpe.

Weitere Leistungsmerkmale des GAMMEX® PF DermaPrene® sind eine hohe Festigkeit gegen Alkohol, viele Chemikalienprodukte und, wie umfassende AVPP-Tests (siehe AVPP-Broschüre) nachgewiesen haben, eine Virenpenetration.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|-------------|--|
| Material | Neopren |
| Farbe | Grün |
| Form | Anatomisch |
| Manschette | Gerade Stulpe mit Hafrand |
| Oberfläche | Mikrotexturiert, chloriert und silikon-spray |
| Innenfläche | Polyurethanbeschichtung und silikon-spray |

GRÖÖE / BESTELLNUMMER

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 5.5 | 340006055 | 6 | 340006060 |
| 6.5 | 340006065 | 7 | 340006070 |
| 7.5 | 340006075 | 8 | 340006080 |
| 8.5 | 340006085 | 9 | 340006090 |

GAMMEX®, die innovativste und technologisch fortschrittlichste Reihe von Operationshandschuhen auf dem Markt, bietet Chirurgen, OP-Personal, chirurgisch-technischen Assistenten und Patienten den aktiven Schutz und die höchste Leistungsfähigkeit, die diese benötigen. Durch ihre umfangreiche Auswahl an Optionen zeichnet sich die GAMMEX®-Reihe, ungeachtet des chirurgischen Umfelds, durch die höchste individuelle Schutzebene gegen externe Aggressionen, allergische Hautreaktionen sowie bakterielle und virale Kontaminationen aus.

Puderfreier, steriler Operationshandschuh aus Neopren

MP-Klasse IIa und PSA-Kat. III
 Registrierungs-behörde: British Standards Institution (0086): Medizinprodukt (MP), British Standards Institution (0086): PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
 Lesen Sie in zutreffenden Fällen bitte sorgfältig die dem Produkt beigefügte Gebrauchsanleitung. Nur zum Einmalgebrauch. Steril bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung.

Ref-21801-20180510

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 13 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden. Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche: Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Schutzprodukte für Sexualhygiene und Wohlbefinden). Information über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu