

Datenblatt: Skalpellklingen

Verfügbare

Artikelnummern:

ELCON-04-HER-00001
ELCON-110-110
ELCON-110-111
ELCON-110-112
ELCON-110-113
ELCON-110-115
ELCON-110-118
ELCON-110-120
ELCON-110-121
ELCON-110-122
ELCON-110-123
ELCON-110-124
ELCON-110-125

FADENMESSER, STANDARD TYP, 6,5CM, KARBONSTAHL
SKALPELLKLINGEN NR.10 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.11 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.12 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.13 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.15 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.18 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.20 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.21 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.22 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.23 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.24 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL
SKALPELLKLINGEN NR.25 PACKUNG MIT 100 STÜCK, STERIL

Material:

Carboon-steel

Packungsgröße:

1 Pak enthält 100 Klingen – 50 Boxen im Überkarton

Sterilisation:

Gamma-Bestrahlung mit einer Minimum-Dosis von 25kGy / 2.5 M rads. Sterilität garantiert, solange die Aluminiumverpackung unbeschädigt ist.

Haltbarkeit:

5 Jahre

Klassifizierung:

Medizinprodukt Klasse II a, Regel 6

